



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 903 del 24/12/2020

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: DELIBERAZIONE N.364 DEL 30.06.2016 FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI SEZ. G-H-L-M – SOSTITUZIONI CODICI LOTTO G35.- DITTA ASCENSIA DIABETES CARE ITALY SRL.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 24/12/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: DELIBERAZIONE N.364 DEL 30.06.2016 FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI SEZ. G-H-L-M – SOSTITUZIONI CODICI LOTTO G35.- DITTA ASCENSIA DIABETES CARE ITALY SRL.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- con deliberazione n. 364 del 30.06.2016 è stata aggiudicata la fornitura biennale di Dispositivi Medici sez. G-H-L-M fino al 31.05.2018 , con successivi provvedimenti è stata disposta la prosecuzione degli effetti giuridici economici contrattuali così come da ultima delibera n.227 del 28.02.2020 fino al 31.08.2020;
- l’UOC Farmacia con nota protocollo 37413 del 16.12.2020 ha trasmesso comunicazione della ditta Ascensia Diabetes Care Italy Srl relativa alla sostituzione del codice prodotto aggiudicato al lotto G35 nell’ambito della suddetta fornitura (allegato 1);

NUOVI CODICI	90002452 - 90002494
---------------------	----------------------------

- con la suddetta nota l’UOC Farmacia ha comunicato la conformità del nuovo codice prodotto;

Preso atto

- che restano invariate le condizioni economiche contrattuali;

Considerato che

la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia;

Determinazione Dirigenziale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

DETERMINA

1. di prendere atto della comunicazione della ditta Ascensia Diabetes Care Italy Srl relativa alla sostituzione del codice prodotto aggiudicato al lotto G35 nell’ambito della fornitura di Dispositivi Medici sez. GHLM;
2. di precisare che la sostituzione è a parità di condizioni tecnico economiche contrattuali e, pertanto, il presente provvedimento non comporta incrementi di spesa;
3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, ed all’ UOC Farmacia.

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Antonietta Costantini

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



**A.O.R.N.
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
CASERTA**



ALLEGATO N....1

UOC Farmacia

**Al Direttore UOC
Provveditorato Economato**

Oggetto: DITTA ASCENZIA DIABET CARE – SOSTITUZIONE CODICI LOTTO GARA DISPOSITIVI G35

Si comunica che la ditta *Ascenzia diabet care* ha inviato documentazione relativa all'uscita di produzione del prodotto aggiudicato al lotto indicato in oggetto, che si allega alla presente. In sostituzione dello stesso la ditta ha proposto un prodotto che dalla documentazione inviata risulta rispondente alle specifiche di gara e pertanto si ritiene conforme rispetto a quello aggiudicato. A tal proposito si allegano le schede tecniche dei nuovi prodotti e offerta economica e si comunica che i nuovi codici sono:

strisce

604193 contour care 50 strisce ref.90002452

apparecchi

604192 ref. 90002494

Tanto si comunica per gli adempimenti consequenziali.

IL DIRETTORE UOC Farmacia

Dott.ssa A. Dello Stritto



A.O.R.N.
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
CASERTA



UOC Farmacia

Al Direttore UOC
Provveditorato Economato

Oggetto: DITTA ASCENZIA DIABET CARE – SOSTITUZIONE CODICI LOTTO GARA DISPOSITIVI G35

Si comunica che la ditta *Ascenzia diabet care* ha inviato documentazione relativa all'uscita di produzione del prodotto aggiudicato al lotto indicato in oggetto, che si allega alla presente.

In sostituzione dello stesso la ditta ha proposto un prodotto che dalla documentazione inviata risulta rispondente alle specifiche di gara e pertanto si ritiene conforme rispetto a quello aggiudicato.

A tal proposito si allegano le schede tecniche dei nuovi prodotti e offerta economica e si comunica che i nuovi codici sono:

strisce

604193 contour care 50 strisce ref.90002452

apparecchi

604192 ref. 90002494

Tanto si comunica per gli adempimenti consequenziali.

IL DIRETTORE UOC Farmacia

Dott.ssa A. Dello Stritto

16/12/2020

Roundcube Webmail :: Fwd: I: Invio ordine: 0032150796 - progressivo invio: Ordine: 0032150796 del 30/11/2020 - invio: UTRQPO...

Oggetto **Fwd: I: Invio ordine: 0032150796 - progressivo invio:
Ordine: 0032150796 del 30/11/2020 - invio:
UTRQPONMLKJIHD**

Mittente <accettazionefarmacia@ospedale.caserta.it>
Destinatario <giovanna.capone@aorncaserta.it>
Data 2020-12-14 13:33



----- Messaggio originale -----

Oggetto: I: Invio ordine: 0032150796 - progressivo invio: Ordine: 0032150796 del 30/11/2020 - invio:
UTRQPONMLKJIHD
Data: 2020-12-11 10:12
Mittente: "Camilla Cighetti (EXT)" <camilla.cighetti@ascensia.com>
Destinatario: Farmacia S.Anna e S.Sebastiano <accettazionefarmacia@ospedale.caserta.it>

-----Messaggio originale-----

Da: Ordinispedizioni
Inviato: martedì 1 dicembre 2020 10:09
A: 'Mail' <invio.ordini@soresa.eu>
Cc: Camilla Cighetti <Cighetti.C@chiapparoli.it>
Oggetto: R: Invio ordine: 0032150796 - progressivo invio: Ordine: 0032150796 del 30/11/2020 - invio:
UTRQPONMLKJIHD

Buongiorno,
il prodotto non è più in commercio.

Vi hanno inoltrato nuovamente all'indirizzo provveditorato@ospedale.caserta.it l'offerta del nuovo prodotto inviata a febbraio.

Attendiamo nuovo ordine.

Cordiali saluti

-----Messaggio originale-----

Da: Mail <invio.ordini@soresa.eu>
Inviato: lunedì 30 novembre 2020 12:23
A: Ordinispedizioni <ordinispedizioni.it@ascensia.com>
Oggetto: Invio ordine: 0032150796 - progressivo invio: Ordine: 0032150796 del 30/11/2020 - invio:
UTRQPONMLKJIHD

Spettabile Fornitore, in allegato ordine n. 0032150796 del 30/11/2020


Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio ordini (tel. 081/2128174 tasto 2 - mail:
ordini@soresa.it <mailto:ordini@soresa.it>).

Distinti saluti.

Ufficio Ordini

Ufficio Ordini

CONFIDENTIALITY AND PRIVACY NOTICE: Information transmitted by this email is proprietary to Ascensia Diabetes Care and is intended for use only by the individual or entity to which it is addressed, and may contain information that is private, privileged, confidential or exempt from disclosure under applicable law. If you are not the intended recipient or it appears that this mail has been forwarded to you without proper authority, you are notified that any use or dissemination of this information in any manner is strictly prohibited. In such cases, please delete this mail from your records.



Spett.le
A.O. S. ANNA E S. SEBASTIANO
Via Ferdinando Palasciano,
81100 Caserta CE

Alla c.a. Dott.ssa Anna Dello Stritto
E-mail: farmacia@ospedale.caserta.it

Milano, 05/02/2020

Ns. riferimento Tel: 02 38009128
E-mail: gareofferte.it@ascensia.com
PEC: gare.offerte.ascensia@legalmail.it

Offerta Nr. 054.20

OGGETTO: OFFERTA PER LA FORNITURA DI STRISCE CONTOUR CARE CON CONTOUR CARE METER A COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA
La presente offerta è valida sino a revoca scritta da parte della ditta fornitrice

La società **Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l.** con sede legale ed amministrativa in **Via Varesina n. 162 - 20156 Milano**, C.F./P.IVA **13522771008**, iscritta all'Ufficio Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di **Milano** al n. **13522771008** dal **27/07/2016**, iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. al n. **MI-2100416**, rappresentata dal sottoscritto **Patrizio Cestariolo**, nato a **Sesto San Giovanni (MI)** il **03/09/1963**, C.F. **CSTPRZ63P03I690Q**, nella qualità di **Procuratore**, in nome e per conto della suddetta Società, sottopone alla Vostra cortese attenzione la sua migliore offerta per l'eventuale fornitura di:

90002452

CONTOUR CARE 50 STRISCE strisce reattive glicemia 50 pz

(N. Repertorio: 1891210 - CND: W0101060101)

Unità per confezione: 50

Prezzo di listino al netto dell'IVA: € 50,80 = (cinquanta,ottanta)

Percentuale di sconto sul prezzo di listino al netto dell'IVA: 87,21% = (ottantasette,ventuno per cento)

Prezzo offerto per confezione al netto dell'IVA: € 6,50 = (sei,cinquanta)

Aliquota IVA: 22,00% = (ventidue,zerozero)


A COMPLETAMENTO FORNITURA invieremo, a seconda delle Vs. esigenze:

90002494

CONTOUR CARE METER strumento monitoraggio della glicemia

(N. Repertorio: 1890368 - CND: W0201060102)

Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l.
Via Varesina, 162
20156 Milan
Italy
www.ascensia.com
P.I. 13522771008



Condizioni di vendita:

- I.V.A. a Vs. carico, porto franco, imballo gratis;
- **La presente offerta è valida sino a revoca scritta da parte della ditta fornitrice.**

I Vostri ordini potranno essere trasmessi direttamente a:
e-mail: ordinispedizioni.it@ascensia.com
Fax: 02 98235433

Per eventuali chiarimenti relativi alla presente offerta potrete rivolgervi al nostro Ufficio Gare:
Tel.: 02 38009128, e-mail: gareofferte.it@ascensia.com;
PEC: gare.offerte.ascensia@legalmail.it

Cordiali saluti.

Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l.
Patrizio Cestariolo
Procuratore

Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l.
Via Varesina, 162
20156 Milan
Italy
www.ascensia.com
P.I. 13522771008



Contour Care – sistema per il monitoraggio della glicemia

Gentile Cliente,

La informiamo che Ascensia Diabetes Care introdurrà sul mercato dal 16 Dicembre 2019 il **nuovo sistema Contour Care**: glucometro e strisce reattive di ultima generazione.

Con particolare riferimento all'offerta attualmente in suo possesso, e nell'ottica di fornirLe prodotti di qualità sempre più aggiornati, La informiamo che il nuovo sistema Contour Care, rispetto al prodotto attualmente in uso, presenta miglioramenti nelle prestazioni analitiche. Inoltre, il glucometro è dotato di una serie di funzionalità aggiuntive come ad esempio l'indicatore colorato di risultati in target glicemico.

Desideriamo quindi proporLe di passare al nuovo sistema Contour Care alle stesse condizioni economiche del sistema Contour TS.

Alleghiamo l'offerta economica e la scheda tecnica del prodotto per opportuna valutazione della nostra proposta commerciale, e La preghiamo di confermarci l'interesse ad acquistare i prodotti a Lei presentati, anche tramite il nostro Product Specialist di zona.

Cordiali saluti,

Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l.
Patrizio Cestariolo
Procuratore

Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l.
Via Varesina, 162
20156 Milan
Italy
www.ascensia.com
P.I. 13522771008

Contour[®] care

**Strisce reattive
per la determinazione della glicemia**

Codice prodotto 6805 ref.ban. 90002495



DESCRIZIONE, PRINCIPIO DEL TEST ED INTERFERENZE

Le strisce reattive **Contour® Care** sono state sviluppate utilizzando più recente tecnologia presente sul mercato (l'elettrodo sensore). Utilizzano una piccola quantità di sangue (0,6 µL) che viene aspirata automaticamente per capillarità entro l'estremità reattiva della striscia: dopo un conto alla rovescia di 5 secondi, sul display appare automaticamente la concentrazione di glucosio presente nel campione di sangue. Il glucosio nel campione di sangue viene determinato attraverso una reazione con la FAD glucosio deidrogenasi (FAD-GDH) e il mediatore, che genera elettroni che producono una corrente direttamente proporzionale al contenuto di glucosio nel campione.

Le strisce Contour Care consentono la determinazione del glucosio sia su sangue intero capillare sia su sangue venoso. I risultati ottenuti sono direttamente confrontabili con le metodiche di analisi che utilizzano plasma/siero e non vengono influenzati in maniera significativa dall'**ematocrito** (nei livelli compresi nell'intervallo **0-70%**).

Il sistema Contour Care è stato testato rispetto alle seguenti sostanze potenzialmente interferenti che si trovano naturalmente nel sangue: bilirubina, colesterolo, creatinina, galattosio, glutazione, emoglobina, trigliceridi e acido urico. Non è stato osservato alcun effetto interferente per nessuna sostanza alla massima concentrazione sia a livello patologico comune, che fino a 3 volte sopra il limite del livello superiore di normalità.

Il sistema Contour Care è stato testato rispetto alle seguenti sostanze potenzialmente interferenti che si riscontrano nel sangue a seguito di trattamenti terapeutici: acido ascorbico, paracetamolo (acetaminofene), dopamina, gentsato sodico, ibuprofene, icodestrina, L-dopa, maltosio, metildopa, pralidossima ioduro, sodio salicilato, tolazamide, tolbutamide. Non è stato osservato alcun effetto interferente per nessuna sostanza al livello superiore della concentrazione di tossicità o 3 volte la concentrazione terapeutica.

Xilosio: non utilizzare durante o subito dopo test da assorbimento di xilosio. Lo xilosio nel sangue è causa di interferenze.

Sangue neonatale: lo strumento non è idoneo per l'uso neonatale.

Per maggiori informazioni consultare l'insero illustrativo delle strisce reattive Contour® Care.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dati generali delle strisce Contour Care

Nome commerciale	Contour® Care
Codice prodotto	Flacone da 50 strisce: 90002452
Numero iscrizione repertorio	1891210
Descrizione	Strisce reattive ad elettrodo sensore per l'automonitoraggio della glicemia su sangue intero capillare e venoso
Contenuto della confezione	1 flacone da 50 strisce reattive
Fabbricante	Ascensia Diabetes Care Holdings AG Peter Merian Strasse, 90 4052 Basel Switzerland
Distributore	Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l. Via Varesina, 162 20156 Milano, Italia
Nomenclatore GMDN	53302 Reagent Strips Glucose
Classificazione CND	W0101060101
Classificazione IVD di cui al D. Lgs 332/2000	Allegato II - Elenco B
Percorso di verifica della Conformità ai sensi della Direttiva 98/79/CE	Allegato IV, escluse le sezioni 4 e 6
N. certificato CE	711083
Data primo rilascio certificato	11 luglio 2019
Data scadenza certificato	26 maggio 2024
Organismo notificato, numero	BSI, 2797

Dati tecnici delle strisce Contour Care

Destinazione d'uso	Automonitoraggio della glicemia
Metodica e tipo di test	Metodo: elettrochimico Enzima: FAD Glucosio Deidrogenasi (FAD-GDH) Sistema di riferimento: plasma/siero
Reagenti	FAD glucosio deidrogenasi 21% p/p Mediatore 54% p/p Sostanze non reattive 25% p/p
Programmazione/calibrazione	Codifica automatica
Aspirazione della goccia di sangue	Capillarità
Campione di sangue	0,6 µL (microlitri)
Tempo di analisi	5 secondi (conto alla rovescia)
Determinazione campione insufficiente	Sì, attraverso elettrodo di controllo incorporato nella striscia reattiva
Interferenza da ematocrito	Nessuna significativa (nel range da 0% a 70%)
Possibilità di riutilizzo	No
Condizioni di conservazione	A temperatura ambiente (0°-30°C) Non esporre alla luce diretta del sole e all'umidità Non togliere l'essiccante dalla confezione
Scadenza	Possibilità di utilizzare le strisce reattive fino a 24 mesi dalla data di produzione anche dopo aver aperto la confezione, nelle normali condizioni di conservazione a temperatura ambiente (0-30°C) Scadenza della confezione aperta uguale alla data di scadenza della confezione integra
Condizioni speciali di smaltimento	Smaltire sempre adeguatamente per evitare lesioni e/o contaminazioni

