



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 657 del 19/09/2022

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: Fornitura biennale di dispositivi per la nutrizione enterale (RDO N. 2976467) per l'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta ex Deliberazione del D.G. N. 421/2022 – Lotto N.1 - Ditta CAIR ITALIA SRL PROVVEDIMENTI

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 19/09/2022 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano

Oggetto: Fornitura biennale di dispositivi per la nutrizione enterale (RDO N. 2976467) per l'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta ex Deliberazione del D.G. N. 421/2022 – Lotto N.1 - Ditta CAIR ITALIA SRL PROVVEDIMENTI

Il Direttore f.f. UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

PREMESSO CHE

- con Deliberazione del D.G. N. 421/2022 (agli atti) è stata aggiudicata la RDO N. 2976467, suddivisa in n. 8 lotti, per la "Fornitura biennale di dispositivi per la nutrizione enterale"
- alla Ditta CAIR ITALIA SRL è stato, tra l'altro, aggiudicato il Lotto N. 1 "N. 2.000 Sondini nasogastrici sterili per nutrizione enterale in poliuretano, radiopachi con guida metallica preiserita, connettore con attacco ENFIT, sterili, lunghezza max 120 cm. Misure da CH 8 a CH 14", tanto per l'importo complessivo di €. 15.400,00 Iva esclusa al 22% ;

RILEVATO CHE

-la Ditta CAIR ITALIA SRL con mail del 02/09/2022 (Allegato n. 1) ha comunicato alla Farmacia Ospedaliera la mancata attuale disponibilità "a magazzino" del prodotto (Codice NCE 108G) incluso in detto Lotto, proponendo in alternativa, alle medesime condizioni economiche contrattuali, i seguenti prodotti recanti le medesime caratteristiche tecniche :

- codice prodotto NCE 308PU (CH8 – LUNGHEZZA 110 CM senza guida);
- codice prodotto NCE 508G (CH8 –LUNGHEZZA 130 CM con guida);

-la precitata Farmacia con mail del 02/09/2022 (Allegato n. 2) – nel trasmettere al Servizio scrivente la documentazione tecnica di pertinenza, oltre alla già allegata nota (allegato n.1) - ha comunicato che Direttore della UOC TIN e TNE, Dott. Italo Bernardo, ha espresso parere favorevole all'approvvigionamento del prodotto identificato con il codice NCE 308PU (CH8 – LUNGHEZZA 110 CM senza guida), come emerge dalla relativa scheda tecnica (Allegato n. 3) ;

- la stessa Farmacia, in data 05/09/2022 (allegato n.4), su richiesta verbale di questa UOC, ha comunicato la data presumibile di nuova disponibilità del prodotto codice NCE108G, richiamando la dichiarazione della Ditta aggiudicataria ".....la consegna è prevista per la 38° settimana di settembre" ;

CONSIDERATO CHE

- allo stato la consegna del prodotto identificato con codice NCE 308PU inclusa nel lotto n.1 della fornitura di che trattasi, come proposta dalla Ditta CAIR Italia e validata dalla UOC utilizzatrice, in persona del Direttore di essa, Dott. Italo Bernardo, non comporta alcuna spesa aggiuntiva per l'Azienda, rimanendo invariate le condizioni economiche e di fornitura ;

- detta consegna assicura *medio tempore* , cioè, sino alla data indicata in premessa e qui richiamata e trascritta, il soddisfacimento della UOC TIN – TNE;

ATTESTATO CHE la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia;

Determinazione Dirigenziale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

DETERMINA

- 1-di prendere atto della sostituzione prodotto (NCE 308PU) proposta dalla Ditta CAIR ITALIA SRL - relativamente al prodotto - Codice NCE 108G – incluso nell'aggiudicazione del LOTTO N. 1, come emerge dalla documentazione di pertinenza;
- 2-di dare atto che la detta sostituzione assicura – medio tempore – il soddisfacimento delle esigenze della UOC TIN – TNE e non comporta alcuna spesa aggiuntiva per l'Azienda, rimanendo invariate le iniziali condizioni economiche e di fornitura;
- 3-di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, all' UOC Farmacia Ospedaliera ed alla UOC TIN e TNE.

l'estensore
Angela fava

**Il Direttore f.f. UOC Provveditorato ed Economato
Dr.ssa Teresa Capobianco**

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

Da "Elisa Foglietto" e.foglietto@cairitalia.it

A umaca@ospedale.caserta.it

Cc "marina" m.mazzarini@cairitalia.it,"R. Roveggio - Cair Italia" r.roveggio@cairitalia.it,"Enrico Conte" e.conte@cairitalia.it,"Cair Italia" info@cairitalia.it

Data Fri, 2 Sep 2022 12:05:04 +0200

Oggetto codice mancante vs. ordine 32515956 del 01/09/22

Allegato 1

Buongiorno,

come da telefonata intercorsa, si comunica che il prodotto codice NCE108G non è attualmente disponibile a magazzino.

Le proponiamo in alternativa, alle medesime condizioni economiche, il codice NCE308PU con le medesime caratteristiche (CH8 – lunghezza 110 cm) ma senza guida,

o il codice NCE508G con le stesse caratteristiche, ma più lungo (CH 8 – lunghezza 130 cm con guida)

Si allegano schede tecniche.

In attesa di un vs. riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Cordiali Saluti

Best Regards



Elisa Foglietto

Assistente amministrativa e commerciale

Administrative and commercial assistant

mail: e.foglietto@cairitalia.it

CAIR ITALIA SRL

Via S. Benedetto n. 45/c - 35037 Praglia di Teolo (PD)

+39 (049) 9903426 int. 226

P.IVA 03277950287

www.cairigl.com




NUTRICAIR™ ENTERAL: SONDINO NASO-GASTRICO CON ENFIT, IN PU + GUIDA

TIPO: NUTRIZIONE - NUTRICAIR™ ENTERALE
DESTINAZIONE D'USO: Nutrizione enterale

INFORMAZIONI SULLA QUALITÀ

Dispositivo medico sterile monouso
Marchio CE Classe: IIa
Ente certificatore : G-MED, numero 0459

DESCRIZIONE PRODOTTO



Esempio: NCE108G

COMPONENTI

1. Connettore ENFit maschio in ABS (viola) con tappo ENFit femmina in PP (viola) e stripe in TPU (il colore dipende dal calibro)
2. Tubo in PU radio-opaco con marcature trasparenti, L= 110 cm
3. Guida lubrificata in acciaio inossidabile con punta atraumatica, L=110 cm, punta ENFit femmina in PVC (viola)

Caratteristiche:

- Filo guida da utilizzare solo con i sondini nasogastrici Nutricair™ con ENFit
- Lubrificante: silicone
- Sonda enterale con punta atraumatica chiusa, 4 fori laterali

Marcature centimtrate da 20 a 105 cm

Durata di utilizzo consigliata:

29 giorni

I nostri prodotti non contengono DEHP (DOP), BBP, DBP, DIBP e DHP. I livelli residui di queste sostanze sono conformi alla regolamentazione REACH.

ASSENZA DI LATTICE

SPECIFICHE TECNICHE:

CODICE	COLORE	CH/FR	EST. Ø	INT. Ø	GUIDA Ø
NCE106G	Verde chiaro	06	2 mm	1,3 mm	0,8 mm
NCE108G	Blu	08	2,65 mm	1,55 mm	0,8 mm
NCE110G	Grigio scuro	10	3,3 mm	2,15 mm	0,8 mm
NCE112G	Bianco	12	4 mm	2,6 mm	0,8 mm
NCE114G	Verde scuro	14	4,65 mm	3 mm	0,8 mm
NCE116G	Arancione	16	5,3 mm	3,3 mm	0,8 mm

Si consiglia di sostituire le prolunghie e gli accessori ad ogni pasto (per esempio: ogni 3 o 4 ore, specialmente in neonatologia), o ogni massimo 24 ore. Osservare i protocolli di risciacquo applicabili all'interno del reparto. Nutricair™ Enteral con ENFit soddisfa i criteri per connettori sicuri e non interconnettibili secondo norme ISO 80369-3.

PRECAUZIONI D'USO: Vedere le istruzioni d'uso di riferimento 5C4932.

- Verificare l'integrità del blister prima dell'uso
- Non risterilizzare
- Gettare dopo l'uso.

COMPATIBILITA' DEI MATERIALI:

Vedere le istruzioni d'uso di riferimento 5C4932.

PRODUZIONE:

- Iniezione dei componenti
- Assemblaggio automatico/manuale

CONTROLLO QUALITA':

- Controllo visivo : assenza di graffi, macchie, rotture, impronte, deformazioni
- Controllo dimensionale
- Controllo funzionale (pressione, impenetrabilità, ecc....)

STERILIZZAZIONE:

OSSIDO DI ETILENE.

Validazione e controllo di routine della sterilizzazione secondo la normativa europea ISO 11135.

Cair LGL non ha progettato questo dispositivo per essere rielaborato o riutilizzato e quindi non è in grado di verificare che il ritrattamento può pulire e / o sterilizzare o mantenere l'integrità strutturale del dispositivo per garantire la sicurezza del paziente e / o degli utenti.

CONSERVAZIONE:

Scadenza: 35 mesi

STOCCAGGIO:

In una zona pulita, asciutta, al riparo dalla luce, la cui temperatura deve essere compresa tra i +5 e +40°C.

MODALITA' DI SMALTIMENTO:

Eliminazione in contenitori speciali destinati ad incenerimento.

CONFEZIONAMENTO:

- Blister singolo: 1 lato carta, 1 lato trasparente
- Confezionamento : 20 per cartone

ABBREVIAZIONI: ABS : Acrylonitrile butadiène styrène ; PP : Polypropylène ; PU : Polyuréthane ; PVC : Polychlorure de vinyle ; TPU : Poliuretano termoplastico.
REACH: regolamentazione Europea riguardante la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. E' obbligatorio comunicare informazioni riguardanti le sostanze in questione se presenti in peso > dello 0,1% del peso.

SCHEDA TECNICA
NCE5..G

NUTRICAIR™ ENTERAL: SONDINO NASO-GASTRICO CON ENFIT, IN PU + GUIDA

TIPO: NUTRIZIONE - NUTRICAIR™ ENTERALE
DESTINAZIONE D'USO: Nutrizione enterale

INFORMAZIONI SULLA QUALITÀ
 Dispositivo medico sterile monouso
 Marchio CE Classe: IIa
 Ente certificatore : G-MED, numero 0459

DESCRIZIONE PRODOTTO




Immagine dimostrativa: NCE508G

COMPONENTI

1. Connettore ENFit maschio in ABS (viola) con tappo ENFit femmina in PP (viola) e stripe in TPU (il colore dipende dal calibro)
2. Tubo in PU radio-opaco con marcature trasparenti, L=130 cm
3. Guida in acciaio inossidabile con punta atraumatica (poliammide), L=130 cm, punta ENFit femmina in PVC (viola) e maschio in ABS (viola)

Caratteristiche:
 Filo guida da utilizzare solo con i sondini nasogastrici Nutricair™ con ENFit
 Lubrificante: silicone
 Sonda enterale con punta atraumatica chiusa 4 fori laterali
 Marcature centimtrate da 20 a 105 cm
 Durata di utilizzo consigliata: 29 giorni

I nostri prodotti non contengono DEHP (DOP), BBP, DBP, DIBP e DHP. I livelli residui di queste sostanze sono conformi alla regolamentazione REACH.
ASSENZA DI LATTICE

SPECIFICHE TECNICHE:

CODICE	COLORE	CH/FR	EST. Ø	INT. Ø	GUIDA Ø
NCE506G	Verde chiaro	06	2 mm	1,3 mm	0,8 mm
NCE508G	Blu	08	2,65 mm	1,55 mm	0,8 mm
NCE510G	Grigio scuro	10	3,3 mm	2,15 mm	0,8 mm
NCE512G	Bianco	12	4 mm	2,6 mm	0,8 mm
NCE514G	Verde scuro	14	4,65 mm	3 mm	0,8 mm
NCE516G	Arancione	16	5,3 mm	3,3 mm	0,8 mm

Si consiglia di sostituire le prolunghie e gli accessori ad ogni pasto (per esempio: ogni 3 o 4 ore, specialmente in neonatologia), o ogni massimo 24 ore.
 Osservare i protocolli di risciacquo applicabili all'interno del reparto.
Nutricair™ Enteral con ENFit soddisfa i criteri per connettori sicuri e non interconnettibili secondo norme ISO 80369-3.

SCHEDA TECNICA NCE5..G

PRECAUZIONI D'USO: Vedere le istruzioni d'uso di riferimento 5C4932.

- Verificare l'integrità del blister prima dell'uso
- Non risterilizzare
- Gettare dopo l'uso.

COMPATIBILITA' DEI MATERIALI:

Vedere le istruzioni d'uso di riferimento 5C4932.

PRODUZIONE:

- Iniezione dei componenti
- Assemblaggio automatico/manuale

CONTROLLO QUALITA':

- Controllo visivo : assenza di graffi, macchie, rotture, impronte, deformazioni
- Controllo dimensionale
- Controllo funzionale (pressione, impenetrabilità, ecc....)

STERILIZZAZIONE:

OSSIDO DI ETILENE.

Validazione e controllo di routine della sterilizzazione secondo la normativa europea ISO 11135.

Cair LGL non ha progettato questo dispositivo per essere rielaborato o riutilizzato e quindi non è in grado di verificare che il ritrattamento può pulire e / o sterilizzare o mantenere l'integrità strutturale del dispositivo per garantire la sicurezza del paziente e / o degli utenti.

CONSERVAZIONE:

Scadenza: 35 mesi

STOCCAGGIO:

In una zona pulita, asciutta, al riparo dalla luce, la cui temperatura deve essere compresa tra i +5 e +40°C.

MODALITA' DI SMALTIMENTO:

Eliminazione in contenitori speciali destinati ad incenerimento.

CONFEZIONAMENTO:

- Blister singolo: 1 lato carta, 1 lato trasparente
- Confezionamento : 20 per cartone

ABBREVIAZIONI: ABS : Acrylonitrile butadiène styrène ; PP : Polypropylène ; PU : Polyuréthane ; PVC : Polychlorure de vinyle ; TPU : Poliuretano termoplastico.

REACH: regolamentazione Europea riguardante la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. E' obbligatorio comunicare informazioni riguardanti le sostanze in questione se presenti in peso > dello 0,1% del peso.


SONDA NUTRIZIONALE ENTERALE NUTRICAIR™ NEONATALE/PEDIATRICA CON ENFIT IN PU

TIPO: NUTRIZIONE – NUTRICAIR™ ENTERALE
DESTINAZIONE D'USO: Nutrizione enterale

INFORMAZIONI SULLA QUALITÀ

Dispositivo medico sterile monouso
 Marchio CE Classe: IIa
 Ente certificatore : G-MED, numero 0459

DESCRIZIONE PRODOTTO



COMPONENTI

1. Connettore ENFit maschio in ABS (viola)
2. Connettore in TPU, il colore dipende dal calibro
3. Tappo ENFit femmina in PP (viola)
4. Tubo in PU bianco con linea di visualizzazione trasparente, L= 110 cm

Caratteristiche:

Lubrificate siliconico
 Sonda enterale con punta atraumatica chiusa
 2 fori laterali
 Marcature centimtrate da 10 a 100 cm
 Durata di utilizzo consigliata: 29 giorni max.

I nostri prodotti non contengono DEHP (DOP), BBP, DBP, DIBP e DHP. I livelli residui di queste sostanze sono conformi alla regolamentazione REACH. ASSENZA DI LATTICE

SPECIFICHE TECNICHE:

CODICE	FR/CH	COLORE DEL CONNETTORE	DIAMETRO	VOLUME
NCE306PU	06	Verde chiaro	1,3 x 2 mm	~ 1.51 ml
NCE308PU	08	Blu	1,55 x 2,65 mm	~ 2.3 ml
NCE310PU	10	Grigio scuro	2,15 x 3,3 mm	~ 3.9 ml
NCE312PU	12	Bianco	2,6 x 4 mm	~ 5.89 ml

Nutricair™ Enteral con ENFit soddisfa i criteri per connettori sicuri e non interconnettibili secondo norme ISO 80369-3.

PRECAUZIONI D'USO: Vedere le istruzioni d'uso di riferimento 5C4940.

- Verificare l'integrità del blister prima dell'uso
- Non risterilizzare
- Gettare dopo l'uso.

Si consiglia di sostituire le prolunghe e gli accessori ad ogni pasto (per esempio: ogni 3 o 4 ore, specialmente in neonatologia), o ogni massimo 24 ore. Osservare i protocolli di risciacquo applicabili all'interno del reparto.

COMPATIBILITA' DEI MATERIALI: Vedere le istruzioni d'uso di riferimento 5C4940.

Attenzione, la somministrazione di farmaci contenenti glicerina (per es. prodotti a base di Acetem o Myvacet) è controindicata.

PRODUZIONE:

- Iniezione dei componenti
- Assemblaggio automatico/manuale

CONTROLLO QUALITA':

- Controllo visivo : assenza di graffi, macchie, rotture, impronte, deformazioni
- Controllo dimensionale
- Controllo funzionale (pressione, impenetrabilità, etc....)

STERILIZZAZIONE:

OSSIDO DI ETILENE.

Validazione e controllo di routine della sterilizzazione secondo la normativa europea ISO 11135.

Cair LGL non ha progettato questo dispositivo per essere rielaborato o riutilizzato e quindi non in grado di verificare che il ritrattamento può pulire e / o sterilizzare o mantenere l'integrità strutturale del dispositivo per garantire la sicurezza del paziente e / o degli utenti.

CONSERVAZIONE:

Scadenza: 35 mesi

STOCCAGGIO:

In una zona pulita, asciutta, al riparo dalla luce, la cui temperatura deve essere compresa tra i +5 e +40°C.

MODALITA' DI SMALTIMENTO:

Eliminazione in contenitori speciali destinati ad incenerimento.

CONFEZIONAMENTO:

- Blister singolo: 1 lato carta, 1 lato trasparente
- Confezionamento: 40 per cartone

ABBREVIAZIONI: ABS : Acrylonitrile butadiène styrène ; PP : Polypropylène ; PU : Polyuréthane ; TPU : poliuretano termoplastico.

REACH: regolamentazione Europea riguardante la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. E' obbligatorio comunicare informazioni riguardanti le sostanze in questione se presenti in peso > dello 0,1% del peso.

provveditorato@ospedale.caserta.it

Da: umaca <umaca@ospedale.caserta.it>
Inviato: venerdì 2 settembre 2022 13:18
A: Provveditorato
Oggetto: Fw:codice mancante vs. ordine 32515956 del 01/09/22
Allegati: NCE1xxG.pdf; NCE5xxG.pdf; NCE3xxPU.pdf

Allegato 2

Considerato che il prodotto (codice SIAC 628983) aggiudicato nella RDO n. 2976467/22 risulta momentaneamente non disponibile presso la ditta Cair e che il prodotto alternativo proposto, alle medesime condizioni economiche, risulta essere conforme per l'UOC TIN, si chiede di consentire l'approvvigionamento del suddetto prodotto (codice SIAC 515441).

Cordiali saluti

Dott.ssa Teresa Marzano
UOS UMACA - Farmacia
0823/232731

SIAE 515661



**SCHEDA TECNICA
NCE3..PU**


Edizione n°041120
Pagina 1/2

SONDA NUTRIZIONALE ENTERALE NUTRICAIR™ NEONATALE/PEDIATRICA CON ENFIT IN PU

TIPO: NUTRIZIONE – NUTRICAIR™ ENTERALE
DESTINAZIONE D'USO: Nutrizione enterale

INFORMAZIONI SULLA QUALITÀ
Dispositivo medico sterile monouso
Marchio CE Classe: IIa
Ente certificatore : G-MED, numero 0459

DESCRIZIONE PRODOTTO



COMPONENTI

1. Connettore ENFit maschio in ABS (viola)
2. Connettore in TPU, il colore dipende dal calibro
3. Tappo ENFit femmina in PP (viola)
4. Tubo in PU bianco con linea di visualizzazione trasparente L= 110 cm

Caratteristiche:
Lubrificate siliconico
Sonda enterale con punta atraumatica chiusa
2 fori laterali
Marcature centimtrate da 10 a 100 cm
Durata di utilizzo consigliata: 29 giorni max.

S / GUIDA

I nostri prodotti non contengono DEHP (DOP), BBP, DBP, DIBP e DHP. I livelli residui di queste sostanze sono conformi alla regolamentazione REACH. ASSENZA DI LATTICE

SPECIFICHE TECNICHE:

CODICE	FR/CH	COLORE DEL CONNETTORE	DIAMETRO	VOLUME
NCE306PU	06	Verde chiaro	1,3 x 2 mm	~ 1.51 ml
NCE308PU	08	Blu	1,55 x 2,65 mm	~ 2.3 ml
NCE310PU	10	Grigio scuro	2,15 x 3,3 mm	~ 3.9 ml
NCE312PU	12	Bianco	2,6 x 4 mm	~ 5.89 ml

Nutricair™ Enteral con ENFit soddisfa i criteri per connettori sicuri e non interconnettibili secondo norme ISO 80369-3.

Confirma

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano
CASERTA
U.O. Neonatologia I° e II° Livello con T.I.N. e T.N.E.
ISO 15189 Assistenza Neonatale
Direttore Dott. Italo Bernardo
CE 3495

PROPRIETA' DI CAIR LGL – TUTTI I DIRITTI RISERVATI



Fw:R: codice mancante vs. ordine 32515956 del 01/09/22

Da umaca <umaca@ospedale.caserta.it>
A Provveditorato <provveditorato@ospedale.caserta.it>
Data lunedì 5 settembre 2022 - 10:47

Come da vostra richiesta si trasmette la data presunta di disponibilità e consegna del prodotto mancante per il quale è stata richiesta la sostituzione considerata l'urgenza alla TIN

Cordiali saluti

T. Marzano

Da "Elisa Foglietto" e.foglietto@cairitalia.it
A umaca@ospedale.caserta.it
Cc "marina" m.mazzarini@cairitalia.it,"Cair Italia" info@cairitalia.it
Data Mon, 5 Sep 2022 10:34:51 +0200
Oggetto R: codice mancante vs. ordine 32515956 del 01/09/22

Buongiorno,

come da telefonata intercorsa, si comunica che per il prodotto codice NCE108G,

la consegna è prevista per la 38° settimana di settembre.

In attesa di un vs. riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Cordiali Saluti

Best Regards



Elisa Foglietto

Assistente amministrativa e commerciale

Administrative and commercial assistant

mail: e.foglietto@cairitalia.it

CAIR ITALIA SRL

Via S. Benedetto n. 45/c - 35037 Praglia di Teolo (PD)

+39 (049) 9903426 int. 226

P.IVA 03277950287

[www.cair\[gl\].com](http://www.cair[gl].com)

